

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»;
вул. Платона Майбороди, 32, м. Київ, 04050;
код за ЄДРПОУ – 02011930;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 - 18140000-2 Аксесуари до робочого одягу (НК 024:2019: 47172 Непудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні - Латексні оглядові рукавички неопудрені, р-р L; 47172 Непудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні - Латексні оглядові рукавички неопудрені, р-р M; 47172 Непудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні - Латексні оглядові рукавички неопудрені, р-р S; 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, Непудрені , нестерильні - Нітрилові оглядові рукавички неопудрені, р-р L; 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, Непудрені, нестерильні (Нітрилові оглядові рукавички неопудрені, р-р M; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.6,5 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.7,0 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.7,5 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.8,0 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.8,5 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні латексні Антимікробні стерильні без пудри (АНТИСНІД) розмір 7,0; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні латексні Антимікробні стерильні без пудри (АНТИСНІД) розмір 8,5) – 12 найменувань.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-10-05-007027-a.

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв'язку із потребою забезпечення безперебійного лікувального процесу, необхідно провести закупівлю рукавичок з наступними медико-технічними вимогами, а саме:

Медико-технічні вимоги

Кількість – 65750 одиниць

№ п/п	Код НК 024:2019	Найменування	Од. вим.	Кількість	Медико-технічні вимоги
1.	47172 Непудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні	Латексні оглядові рукавички неопудрені, р-р L	пар	22000	Виріб : латексні оглядові рукавички, неопудрені Мікротекстурована поверхня пальців, нестерильні Призначення : Медична діяльність, де слід уникати присутності пудри на рукавичках Матеріал : Натуральний каучуковий латекс Увага: Цей продукт містить натуральний латекс, який може викликати алергічні реакції. Обробка поверхонь рукавичок Відповідно до EN 455-3, не використовується жодна пудра. Без тальку (без магнію силікату) Галогенування та екстенсивна промивка в проточній воді. Форма : Прямі пальці, великий палець і палець в одній площині, на обидві руки, манжета з валиком Розміри : Екстра- великий (L) Співвідношення ширини долоні до розміру L: 100-109 мм

№ п/п	Код НК 024:2019	Найменування	Од-вим.	Кількість	Медико-технічні вимоги
					Колір : Блідо-жовтий, колір може варіюватися в залежності від часу і умов зберігання Маркування : Рукавички мають маркування відповідного розміру
2.	47172 Непудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні	Латексні оглядові рукавички неопудрені, р-р М	пар	27000	Виріб : латексні оглядові рукавички, неопудрені Мікротекстурована поверхня пальців, нестерильні Призначення : Медична діяльність, де слід уникати присутності пудри на рукавичках Матеріал : Натуральний каучуковий латекс Увага: Цей продукт містить натуральний латекс, який може викликати алергічні реакції. Обробка поверхонь рукавичок Відповідно до EN 455-3, не використовується жодна пудра. Без тальку (без магнію силікату) Галогенування та екстенсивна промивка в проточній воді. Форма : Прямі пальці, великий палець і пальці в одній площині, на обидві руки, манжета з валиком Розміри : Екстра- середній (М) Співвідношення ширини долоні до розміру М: 90-99 мм Колір : Блідо-жовтий, колір може варіюватися в залежності від часу і умов зберігання Маркування : Рукавички мають маркування відповідного розміру
3.	47172 Непудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні	Латексні оглядові рукавички неопудрені, р-р S	пар	5000	Виріб : латексні оглядові рукавички, неопудрені Мікротекстурована поверхня пальців, нестерильні Призначення : Медична діяльність, де слід уникати присутності пудри на рукавичках Матеріал : Натуральний каучуковий латекс Увага: Цей продукт містить натуральний латекс, який може викликати алергічні реакції. Обробка поверхонь рукавичок Відповідно до EN 455-3, не використовується жодна пудра. Без тальку (без магнію силікату) Галогенування та екстенсивна промивка в проточній воді. Форма : Прямі пальці, великий палець і пальці в одній площині, на обидві руки, манжета з валиком Розміри : Екстра- маленький (S) Співвідношення ширини долоні до розміру S: 80-89 мм Колір : Блідо-жовтий, колір може варіюватися в залежності від часу і умов зберігання Маркування : Рукавички мають маркування відповідного розміру
4.	56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, Непудрені , нестерильні	Нітрилові оглядові рукавички неопудрені, р-р L	пар	200	1. Матеріал – нітрil 2. Колір блідо-синій 3. Форма – на обидві руки 4. Манжета – з валиком 5. Зовнішня поверхня – текстурована 6. Внутрішня поверхня – хлорована 7. Повинні мати товщину: долоні не менше 0,120 мм, -пальців не менше 0,155 мм, - манжетів не менше 0,1 мм 8. Повинні мати міцність : до старіння після старіння Подовження при розриві % 595 595 Міцність на розрив (Н) 11,8 11,4 Мінімальна довжина 290 мм 9. Термін зберігання - 3 роки. Фасовка : в упаковці 50 пар

№ п/п	Код НК 024:2019	Найменування	Од-вим.	Кількість	Медико-технічні вимоги
5.	56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, Непудрені, нестерильні	Нітрилові оглядові рукавички неопудрені, р-р М	пар	200	<p>1. Матеріал – нітрil</p> <p>2. Колір блідо-синій</p> <p>3. Форма – на обидві руки</p> <p>4. Манжета – з валиком</p> <p>5. Зовнішня поверхня – текстурована</p> <p>6. Внутрішня поверхня – хлорована</p> <p>7. Повинні мати товщину: долоні не менше 0,120 мм, -пальців не менше 0,155 мм, - манжетів не менше 0,1 мм</p> <p>8. Повинні мати міцність : до старіння після старіння</p> <p>Подовження при розриві % 595 595</p> <p>Міцність на розрив (Н) 11,8 11,4</p> <p>Мінімальна довжина 290 мм</p> <p>9. Термін зберігання - 3 роки. Фасовка : в упаковці 50 пар</p>
6.	40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички)	Рукавички хірургічні без пудри р.6,5 стерильні	пар	750	<p>Матеріал: натуральний латекс. Колір: білий. текстуровані пальці та долонях, Довжина рукавички (мм):</p> <p>Розмір 6.0 - 6.5 : Середнє значення 260</p> <p>Розмір 7.0 - 8.0 : Середнє значення 270</p> <p>Розмір 8.5 - 9.5 : Середнє значення 280</p> <p>Ширина долоні рукавички (мм):</p> <p>Розмір 6.5 : 83 ± 5, Розмір 7.0 : 89 + 5, Розмір 7.5 : 95 ± 5, Розмір 8.0 :102±6, Розмір 8.5 :108 ± 6</p> <p>Вміст пудри ASTM D 5712-05: ≤2 мг/рукавичка</p> <p>Стерилізація (Метод стерилізації: Гамма-промені ISO 11737-2:2009)</p>
7.	40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички)	Рукавички хірургічні без пудри р.7,0 стерильні	пар	1250	<p>Матеріал: натуральний латекс. Колір: білий. текстуровані пальці та долонях, Довжина рукавички (мм):</p> <p>Розмір 6.0 - 6.5 : Середнє значення 260</p> <p>Розмір 7.0 - 8.0 : Середнє значення 270</p> <p>Розмір 8.5 - 9.5 : Середнє значення 280</p> <p>Ширина долоні рукавички (мм):</p> <p>Розмір 6.5 : 83 ± 5, Розмір 7.0 : 89 + 5, Розмір 7.5 : 95 ± 5, Розмір 8.0 :102±6, Розмір 8.5 :108 ± 6</p> <p>Вміст пудри ASTM D 5712-05: ≤2 мг/рукавичка</p> <p>Стерилізація (Метод стерилізації: Гамма-промені ISO 11737-2:2009)</p>
8.	40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички)	Рукавички хірургічні без пудри р.7,5 стерильні	пар	3750	<p>Матеріал: натуральний латекс. Колір: білий. текстуровані пальці та долонях, Довжина рукавички (мм):</p> <p>Розмір 6.0 - 6.5 : Середнє значення 260</p> <p>Розмір 7.0 - 8.0 : Середнє значення 270</p> <p>Розмір 8.5 - 9.5 : Середнє значення 280</p> <p>Ширина долоні рукавички (мм):</p> <p>Розмір 6.5 : 83 ± 5, Розмір 7.0 : 89 + 5, Розмір 7.5 : 95 ± 5, Розмір 8.0 :102±6, Розмір 8.5 :108 ± 6</p> <p>Вміст пудри ASTM D 5712-05: ≤2 мг/рукавичка</p> <p>Стерилізація (Метод стерилізації: Гамма-промені ISO 11737-2:2009)</p>
9.	40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички)	Рукавички хірургічні без пудри р.8,0 стерильні	пар	2500	<p>Матеріал: натуральний латекс. Колір: білий. текстуровані пальці та долонях, Довжина рукавички (мм):</p> <p>Розмір 6.0 - 6.5 : Середнє значення 260</p> <p>Розмір 7.0 - 8.0 : Середнє значення 270</p> <p>Розмір 8.5 - 9.5 : Середнє значення 280</p> <p>Ширина долоні рукавички (мм):</p> <p>Розмір 6.5 : 83 ± 5, Розмір 7.0 : 89 + 5, Розмір 7.5 : 95 ± 5, Розмір 8.0 :102±6, Розмір 8.5 :108 ± 6</p> <p>Вміст пудри ASTM D 5712-05: ≤2 мг/рукавичка</p> <p>Стерилізація (Метод стерилізації: Гамма-промені ISO 11737-2:2009)</p>
10.	40548 Хірургічна рукавичка, латексна	Рукавички хірургічні без пудри	пар	3000	<p>Матеріал: натуральний латекс. Колір: білий. текстуровані пальці та долонях, Довжина рукавички (мм):</p> <p>Розмір 6.0 - 6.5 : Середнє значення 260</p>

№ п/п	Код НК 024:2019	Найменування	Од. вим.	Кількість	Медико-технічні вимоги
	(хірургічні та оглядові рукавички)	пудри р.8,5 стерильні			Розмір 7.0 - 8.0 : Середнє значення 270 Розмір 8.5 - 9.5 : Середнє значення 280 Ширина долоні рукавички (мм): Розмір 6.5 : 83 ± 5, Розмір 7.0 : 89 ± 5, Розмір 7.5 : 95 ± 5, Розмір 8.0 :102±6, Розмір 8.5 :108 ± 6 Вміст пудри ASTM D 5712-05: ≤2 мг/рукавичка Стерилізація (Метод стерилізації: Гамма-промені ISO 11737-2:2009)
11.	40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички)	Рукавички хірургічні латексні Антимікробні стерильні без пудри (АНТИСНІД) розмір 7,0	пар	50	. Матеріал: натуральний латекс. Колір: кремовий. Форма: анатомічна. Манжета: без валика з клейкою половою. Розмір 7,0. Зовнішня поверхня: мікротекстурована, хлорована. Внутрішня поверхня: з полімерним покриттям (поліуретан); антимікробне покриття, основане на хлоргексидина глюконаті. Товщина матеріалу одинарна (типів середні значення): палець - 0,220 мм; долонь - 0,200 мм; манжета - 0,200 мм. Товщина матеріалу подвійна (типів середні значення):палець - 0,380-0,490 мм, долоня - 0,350-0,460 мм, манжета - 0,350-0,460 мм Подовження при розриві (%): до старіння 860, після старіння 890 Міцність на розрив (Н): до старіння 16, після старіння 15 Довжина: не менше 270 мм. Низький рівень алергенності (вміст білку <30 мкг/г (EN 455-3)). Внутрішнє покриття має антимікробну та протівірусну дію підтверджену результатами випробувань. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак CE: медичний виріб: клас III; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4. Стерилізація: гамма випромінювання в дозі 25 кГр.
12.	40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички)	Рукавички хірургічні латексні Антимікробні стерильні без пудри (АНТИСНІД) розмір 8,5	пар	50	Матеріал: натуральний латекс. Колір: кремовий. Форма: анатомічна. Манжета: без валика з клейкою половою. Розмір 8,5. Зовнішня поверхня: мікротекстурована, хлорована. Внутрішня поверхня: з полімерним покриттям (поліуретан); антимікробне покриття, основане на хлоргексидина глюконаті. Товщина матеріалу одинарна (типів середні значення): палець - 0,220 мм; долонь - 0,200 мм; манжета - 0,200 мм. Товщина матеріалу подвійна (типів середні значення):палець - 0,380-0,490 мм, долоня - 0,350-0,460 мм, манжета - 0,350-0,460 мм Подовження при розриві (%): до старіння 860, після старіння 890 Міцність на розрив (Н): до старіння 16, після старіння 15 Довжина: не менше 270 мм. Низький рівень алергенності (вміст білку <30 мкг/г (EN 455-3)). Внутрішнє покриття має антимікробну та протівірусну дію підтверджену результатами випробувань. Проникнення вірусу: витримує випробування з використанням бактеріофага PhiX174. Відповідність: Знак CE: медичний виріб: клас III; Стандарт EN 455, частини 1, 2, 3, 4. Стерилізація: гамма випромінювання в дозі 25 кГр

Загальна характеристика та актуальність завдання (проекту):

Забезпечення Інституту рукавичками з метою надання спеціалізованої медичної допомоги.

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021: 2015 – 18140000-2 Аксесуари до робочого одягу (НК 024:2019: 47172 Непудрені, оглядові/процедурні

рукавички з латексу гевеї, нестерильні - Латексні оглядові рукавички неопудрені, р-р L; 47172 Непудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні - Латексні оглядові рукавички неопудрені, р-р M; 47172 Непудрені, оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї, нестерильні - Латексні оглядові рукавички неопудрені, р-р S; 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, Непудрені, нестерильні - Нітрилові оглядові рукавички неопудрені, р-р L; 56286 - Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, Непудрені, нестерильні (Нітрилові оглядові рукавички неопудрені, р-р M; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.6,5 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.7,0 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.7,5 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.8,0 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні без пудри р.8,5 стерильні; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні латексні Антимікробні стерильні без пудри (АНТИСНІД) розмір 7,0; 40548 Хірургічна рукавичка, латексна (хірургічні та оглядові рукавички) - Рукавички хірургічні латексні Антимікробні стерильні без пудри (АНТИСНІД) розмір 8,5) – 12 найменувань, відповідає розрахунку видатків до паспорту бюджетної програми Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України» на 2022 рік (загальний фонд) за КПКВК 6561160 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України».

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до інформації отриманої в результаті застосування методів встановлених Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, висновку робочої групи та становить 417000,00 грн. з ПДВ.